

RECARO Monza Nova 2 Reha



Navodila za uporabo - Rehab avto sedež
RECARO Monza Nova 2 Reha

CE


Thomashilfen

The logo for Thomashilfen features a stylized, multi-colored arc above the company name. The arc is composed of several overlapping segments in yellow, orange, red, and blue, resembling a rainbow or a stylized 'T'.



1



2



3



4



5




6



7



8



9



10



11



12



13



14



15




16



17



18



19



20



21



22



23



24



25




26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44

Spoštovana stranka,

Izbrali ste naš izdelek in zahvaljujemo se vam za zaupanje, ki ste nam ga izkazali. Da bo ravnanje z vašim novim izdelkom varno, praktično in udobno za vas in uporabnika, najprej preberite ta navodila za uporabo. Tako se boste lažje izognili poškodbam in napakam pri uporabi. Poskrbite, da ta navodila za uporabo ostanejo skupaj z izdelkom in so na voljo vsakemu uporabniku.

Ta navodila za uporabo dopolnjujejo originalna navodila za uporabo RECARO. Modifikacija avtomobilskega sedeža za rehabilitacijo v nekaterih točkah spremeni ravnanje z avtomobilskim sedežem. Spremembe so opisane v teh dodatnih navodilih za uporabo.

Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na svojega specializiranega prodajalca ali neposredno na nas.

**Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG**

Walkmühlenstraße 1

27432 Bremervörde

Telefonas: +49 (0) 4761 8860



www.thomashilfen.de

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Zaradi tega lahko pride do odstopanj med vašim izdelkom in prikazom v medijih.

Vsebina

Ilustracije	2
Predgovor / Proizvajalec	6
Etikete / identifikacija modela	7
Splošne informacije / varnostna navodila	7
Namen	8
– Predvidena uporaba / področja uporabe	8
– Indikacija / ciljna skupina bolnikov, predvideni uporabniki	8
– Tveganja pri uporabi in kontraindikacije	9
Opis izdelka	9
– Obseg dobave / osnovna oprema	9
– Oddaja v uporabo	9
– Uporabite usposabljanje	9
Nastavitev možnosti / funkcij delovanja	9
– Dodatki	11
– Tehnični podatki	13
– Specifikacije materiala	13
Čiščenje, vzdrževanje in popravila	14
– Čiščenje, navodila za nego in razkuževanje v vsakdanjem življenju	14
– Vzdrževanje in pregled s strani strokovne stroke / Načrt vzdrževanja	14
– Rezervni deli	14
– Shranjevanje / odstranjevanje	15
Izjava EU o skladnosti	15
Garancija	15
Življenjska doba / življenjska doba	16
Ponovna uporaba	16
Trgovci	16

Nalepke / Identifikacija modela

Nalepka	Pomen
	<p>Nalepka s črtno kodo</p> <p>Položaj na izdelku (slika 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proizvajalec - Ime izdelka - Skupina izdelkov - Številka artikla kratka / dolga - MD = medicinski pripomoček - Datum izdelave - Serijska številka
	<p>Nazivna tablica</p> <p>Položaj na izdelku (slika 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proizvajalec - Ime izdelka - Teža uporabnika - Oznaka CE - Upoštevajte navodila za uporabo

Opombe

Splošne opombe

- Pred prvo uporabo natančno preberite navodila za uporabo ali pa vam jih preberite, če imate težave z branjem. Če navodila za uporabo manjkajo, jih lahko prenesete s spletne strani www.thomashilfen.de. Vsebino digitalnih navodil za uporabo lahko povečate.
- Preverite, ali je embalaža poškodovana med prevozom in ali je izdelek v brezhibnem stanju.
- Spremembe na izdelku so dovoljene le v okviru predvidenih možnosti prilagoditve.
- Čiščenje in Plege v vsakdanjem življenju lahko opravljajo sorodniki in negovalci. Vzdrževanje in pregledovanje opravljajo specializirane stroke.
- V nekaterih državah je treba imeti s seboj zdravniško spričevalo.
- Avtosedelj za rehabilitacijo se lahko uporablja na enem od zadnjih sedežev in na sovoznikovem sedežu. Izbrani avtomobilski sedež MORA biti obrnjen naprej.
- Vse oznake morajo ostati na izdelku in jih ni dovoljeno spreminjati.

Varnostna navodila

- Vsaj vsake tri mesece preverite, ali nastavitve izdelka še vedno ustrezajo trenutnim telesnim meram uporabnika. Po potrebi nastavitve prilagodite pri specializiranem prodajalcu / ortopedskem tehniku.
- Redno (tedensko) preverjajte delovanje možnosti nastavitve na izdelku.
- Izdelka ne preobremenite in upoštevajte največjo težo uporabnika ali največjo nosilnost (glejte tehnične podatke).
- Nikoli ne puščajte uporabnikov z izdelkom brez nadzora.
- Izdelek lahko hkrati uporablja le en uporabnik. V ali na izdelku ne sme biti drugih oseb.
- Vse uporabnike je treba poučiti o funkcijah izdelka. Tako se lahko uporabnik v nujnih primerih hitro osvobodi izdelka.
- Uporabnika ne puščajte brez nadzora, ko vstopa ali izstopa iz izdelka. Če je podstavek za noge preveč obremenjen, obstaja nevarnost zdrsa ali prevrnitve.
- Uporabnik mora biti vedno nameščen s 5-točkovnim pozicijskim pasom (osnovna oprema). Sedež in uporabnik morata biti vedno pritrjena s tritočkovnim varnostnim pasom vozila.
- Močna sončna svetloba in vročina lahko povzročita visoke temperature na površini izdelka. Ob dotiku izdelka obstaja nevarnost poškodb. Izdelka ne uporabljajte, dokler se ne ohladi. Na splošno izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Za zagotovitev varnosti uporabnika upoštevajte varnostne standarde, ki veljajo za vaše vozilo in so navedeni v navodilih za uporabo vozila.
- Navodila za uporabo morajo ostati na izdelku.
- Če bi v nasprotju s pričakovanji prišlo do resnega incidenta z izdelkom, o tem nemudoma obvestite naše podjetje in pristojni organ.

Primerno za do 50 kg telesne teže:

RECARO Monza Nova 2 Reha je uspešno prestala preskus preobremenitve v podjetju Dekra (Klettwitz) na podlagi zahtev ECE R 44/04. RECARO Monza Nova 2 Reha je tako homologiran kot "sistem za zadrževanje potnikov za posebne zahteve ("S")". odobren.

Namen

Predvidena uporaba / Področja uporabe

Rehabilitacijski avtosedež RECARO Monza Nova 2 Reha je medicinski pripomoček razreda 1.

Zasnovan je za prevoz otrok s posebnimi potrebami in ohranjanje varnega sedeža za otroke v motornih vozilih. Sedež je vedno zavarovan s tritočkovnim varnostnim pasom vozila. Pettočkovni varnostni pas rehabilitacijskega avtomobilskega sedeža se uporablja za postavitve in podporo pokončnega sedečega položaja otroka.

Rehabilitacijski avtomobilski sedež zagotavlja dodatno podporo za varno sedenje, stabilizacijo nadzora glave in stabilen sedež v predelu medenice ter podporo v predelu stopal. Poleg tega izdelek ponuja široko paleto dodatne opreme za individualno prilagoditev.

Vsaka drugačna uporaba ali uporaba, ki presega to, se šteje za neprimerno.

Indikacija / ciljna skupina bolnikov, predvideni Uporabniki

Rehabilitacijski avtosedež se uporablja za otroke s strukturnimi in/ali funkcionalnimi omejitvami ali nepravilnim položajem na področju glave in trupa. Zagotavlja stabilen in fiziološki položaj, kadar standardni otroški avtomobilski sedež ne zadostuje za stabilno sedenje v vozilu.

Tveganja pri uporabi in Kontraindikacije

Ob pravilni uporabi lahko tveganja med nanašanjem izključite. Kontraindikacije niso znane.

Opis izdelka

Obseg dobave

Vaš izdelek je dobavljen v osnovni konfiguraciji. Morebitna naročena dodatna oprema je priložena izdelku in jo je treba namestiti naknadno. Izdelku so priložena navodila za uporabo.

Osnovna oprema

Sedež in naslonjalo z integriranim naslonom za glavo, nastavljivim po višini v 11 smereh; vključno z integriranimi zaklepnimi ročicami za pritrditev sedeža na pritrdilne točke Isofix ustrezno opremljenih vozil; brezstopenjsko nastavljivo podporo vratu naslona za glavo z integrirano zračno blazino v naslonu za glavo; zaščito pred bočnim trkom z elementi za absorpcijo energije; odstranljive blazinice za glavo, prsni koš in stranice sedeža; fiksni nasloni za roke; 5-točkovni pozicijski varnostni pas; zaščitna blazinicna varnostnega pasu; odstranljiv blok za abdukcijo; integrirani zvočniki v naslonu za glavo za priklop predvajalnika mp3; žep za predvajalnik mp3 na sedežu; RECARO Air Circulation System za optimalno kroženje zraka; zračna oblikovana pena; odstranljive prevleke

Oddaja v uporabo

- Previdno odstranite transportne ključavnice in embalažo.
- Poskrbite, da embalažni material in majhni deli ne pridejo v roke otrokom, da bi se izognili zaužitju ali nevarnosti zadužitve.

Usposabljanje uporabnikov

Uporabnika o uporabi tega pripomočka pouči pooblaščen strokovno osebje ob upoštevanju teh navodil za uporabo. Tehnični svetovalec mora skupaj z uporabnikom namestiti sedež v vozilo in ga prilagoditi dimenzijam trenutnega uporabnika.

Zagotoviti je treba, da je bil uporabnik poučen o vseh funkcijah izdelka ter o namestitvi in odstranitvi iz vozila.

Možnosti nastavitvev / Funkcije zmogljivosti

5-točkovni pozicijski pas

Upoštevanje:

Pettočkovni varnostni pas se uporablja za namestitev otroka v avtomobilski sedež in ne ščiti otroka v primeru nesreče. Za zavarovanje otroka v sedežu je treba vedno uporabiti tritočkovni varnostni pas, ki je prisoten v avtomobilu. Spletna stran.

5-točkovnega pasu ne smete voditi skozi rdeča vodila pasu na naslonu za glavo. Ta so namenjena izključno tritočkovnemu pasu.

Spreminjanje dolžine jermena:

Potegnite ohlapne trakove, da skrajšate in zategnete trakove. Če želite podaljšati trakove, pritisnite gumb za sprostitve na nastavitveni zaponki in potegnite trak do zelene dolžine.

Poleg tega lahko po potrebi spremenite dolžino traku z dvema očescema za trak (privita) na hrbtne strani. Slika 3: Spreminjanje dolžine pasu

Pritrditev jermena:

Pritisnite rdečo vdolbino v zaponki, da jo naoljite. Nato ločite oba zgornja nosilca jermena. Če želite zapreti jermen, posamično vstavite držali jermena v zaponko in ju pritisnite skupaj, dokler se ne zaskočita z zvočnim "klikom".

Odprite tudi zadrgo na spodnjem ščitu pasu, da boste lahko enostavno odstranili pokrov. Slika 4: Odpiranje in zapiranje zaponke varnostnega pasu ("klik").

Glavna pelota

Za lažje pritrjevanje naglavnih blazinic nastavite naslon za glavo sedeža v najvišji položaj. Prevleke blazinic za glavo potegnite čez stranske dele naslona za glavo in jih na vrhu pritrдите s pritisnim čepom. V spodnjem delu pritrđite blazinice pelotte na naslon za glavo z elastičnim trakom.

Slika 5: Pokrivanje blazinic / Slika 6: Pritrditev na dnu / Slika 7: Pritrditev na vrhu

Blazinice za prsni koš

Blazinice za prsni koš lahko pritrđite na levi in desni strani hrbta s pritisnimi zatiči in velcro na treh različnih višinah. Pri pritrjevanju začnite s pritisnim čepom.

Boljšo pritrđitev lahko dosežete tako, da pritisnete na trakove iz flisa na hrbtni strani sedeža. Slika 8: Tlačni gumb / Slika 9: Velcro pritrđitev

Stranske blazinice sedeža

Da bi lažje pritrđili stranske blazinice, naslonjalo postavite v vodoraven položaj. Prevleke stranskih blazinic povlecite čez stranske dele sedežneflaše in jih na zadnjem delu pritrđite s pritisnim čepom.

Slika 10: Poteg čez blazinico / Slika 11: Pritisni čep na zadnji strani

Abdukcijski blok

Abdukcijski blok se lahko premika v globino. To storite tako, da ga najprej odklopite od mednožnega traku. S prostege konca medeničnega traku odstranite končni del traku in trak odvijete z drsne zaponke in zaponke traku. Povlecite abdukcijski blok navzgor z medeničnega traku.

Drsno zaponko in zaponko natakните nazaj na mednožni trak in ohlapni konec traku pritrđite s končnim delom traku. Abdukcijsko blokado po potrebi namestite na Velcro na Sitzflä- površini sedeža.

Da bi lahko odstranili prevleko, je treba abdukcijski blok najprej odstraniti z mednožnega pasu, kot je opisano zgoraj.

Slika 12: Končni del traku / Slika 13: Odstranitev končnega dela traku

Slika 14: Odvijanje drsne zaponke in zaponke pasu / Slika 15: Odstranjevanje abdukcijskega bloka

Za naslednje možnosti nastavitve/izvedbenih lastnosti glejte ločena navodila za uporabo RECARO Monza Nova 2.

Model sedežfix (slika 16)

Isofix je mednarodno standardiziran sistem za pritrjevanje otroških sedežev. Na strani vozila so ustrezna sidrišča Isofix trdno povezana s karoserijo avtomobila. Avtomobilske sedeže s sistemom Isofix lahko hitro in enostavno pritrđite na ta standardizirana pritrđilna mesta. Sedež je tako dobro zavarovan tudi brez otroka v avtomobilu in ga ni več treba dodatno pritrjevati s tritočkovnim varnostnim pasom avtomobila. Vnaprej preverite, ali je vaše vozilo opremljeno s sidrišči Isofix.

Sedež in naslonjalo z integriranim naslonom za glavo, nastavljivim po višini v 11 smereh

Brezstopenjska opora za vrat v naslonu za glavo z vgrajeno zračno blazino v naslonu za glavo Zaščita pred bočnim trkom

Fiksni nasloni za roke Oblazinjenje

ščitnika varnostnega pasu

vgrajeni zvočniki v naslonu za glavo za priključitev predvajalnika mp3

odstranljivi pokrovi

Dodatki

Opomba: Informacije o montaži so navedene v ustreznih navodilih za uporabo, ki so priložena pripomočkom. Če navodila za uporabo manjkajo, jih lahko prenesete s spletne strani www.thomashilfen.de. Dodatno opremo lahko montirate/demontirate s standardnim orodjem.

Adapterska plošča (slika 17)

Adapterska plošča je predpogoj za uporabo druge dodatne opreme. Ta je pritrjena na sprednji del sedeža rehabilitacijskega avtosedeža.

Gramofonska plošča z adapterjem (slika 18)

S funkcijo vrtenja lahko sedež za rehabilitacijo obrnete proti vratom vozila. Oskrbnikom je olajšano prenašanje uporabnika in dostop do 5-točkovnega varnostnega pasu sedeža. Uporabnik lažje samostojno vstopa in izstopa iz avtomobila. Hkrati lahko na adapter na sprednji strani rehabilitacijskega avtomobilskega sedeža pritrdite druge pripomočke.

Stabilizator hrbta (slika 19)

Hrbtni stabilizatorji fiksirajo gibljivo hrbtišče otroškega avtosedeža. Pri uporabi vrtljive funkcije preprečujejo, da bi se naslonjalo avtosedeža nenamerno nagnilo nazaj.

Adapter za sedež (slika 20)

Z adapterjem Seatfix lahko v vozilu uporabite ISOFIX, da povečate stabilnost avtomobilskega sedeža za rehabilitacijo. Dodatna stabilizacija je še posebej potrebna, če se uporablja tudi funkcija obračanja (in/ali nagibanja). Adapter Seatfix tudi pritrdi prazen sedež v vozilu.

Stabilizacijski nosilec (slika 21)

Stabilizacijska palica je pritrjena na hrbtno stran otroškega avtosedeža in potisnjena v vrzel med površino sedeža in naslonom avtosedeža. Primerna je, če ni mogoče uporabiti sistema ISOFIX. Dodatna stabilizacija je še posebej potrebna, če se uporablja tudi vrtljiva funkcija (in/ali funkcija nagiba).

Podporna noga (slika 22)

Podporna noga zagotavlja stabilizacijo avtosedeža za rehabilitacijo. Dodatna stabilizacija je še posebej potrebna, če se uporablja tudi funkcija vrtenja (in/ali nagibanja).

Sedežni klin, spodnji (slika 23)

Sedežni klin (spodaj) se namesti na sedež vozila pod otroški avtomobilski sedež, da se doseže nagib sedeža. Nagib sedeža nazaj se uporablja za otroke z majhno napetostjo telesa in/ali šibkim nadzorom glave.

Sedežni klin je nameščen sredinsko pod avtomobilskim sedežem. Visok rob je spredaj, da se doseže optimalen položaj za počitek otroka.

Opozorilo: Uporaba sedežnega klina skupaj z vrtljivo ploščo znatno omejuje njegovo delovanje. Zato ne priporočamo hkratne uporabe sedežnega klina in vrtljive plošče.

Slika 24: Namestitev sedeža na sedežnem klinu / Slika 25: Končni položaj

Sedežni klin, notranji (slika 26)

Sedežni klin (v notranjosti) se namesti na površino sedeža ali na spodnji del hrbta v avtomobilskem sedežu za rehabilitacijo. To omogoča hitro in variabilno spreminjanje uporabnikovega položaja sedenja, npr. za aktivno ali pasivno držo sedenja, zmanjšanje globine sedeža ali stabilnejši položaj sedenja.

Sedežni klin (v notranjosti) je mogoče pritrditi v treh različnih položajih na sedež:

1. Aktivno držo sedenja lahko dosežete, če sedežnega klina namestite na sedež z visoko stranjo, obrnjeno nazaj, in ga pritrdite.
2. Za bolj pasiven položaj sedenja/počivanja pritrdite sedežni klin s flatno stranjo na zadnji del.
3. Če želite skrajšati globino sedeža ali povečati naklon sedeža, lahko sedežnega klina s široko stranjo navzdol prilepite na zadnjo površino sedeža.

Dve zunanji blazinici za dodatno zaščito sta pritrjeni ob straneh. Slika 27: aktivna / Slika 28: pasivna

Slika 29: hrbet / Slika 30: s stranskimi blazinicami

Položaj podlakti (slika 31)

Opora za podlaket je nameščena pred uporabnikovim trebuhom. Uporabniku zagotavlja stabilnost in varnost, saj se lahko nanjo nasloni in se bolje drži. Kot vizualna ovira za zaponko pasu odvrta pozornost od odpenjanja, uporabnik pa lahko zgornjo površino uporablja za dejavnosti.

Oporo za podlaket namestite na oba stranska dela sedeža. Opora za podlaket je na obeh straneh fiksirana s po dveh trakovoma Velcro. Povlecite trakova Velcro z opore za podlaket skozi plastična obroča na sedežu/ naslonu sedeža (trebušni pas).

Slika 32: Namestitev mize / Slika 33: Pritrditev pasov na sedež

Mehka blazinica za pas (slika 34)

Mehke blazinice za trakove ščitijo uporabnika v predelu ramen pred bolečim pritiskom in vrezovanjem trakov.

Priključek jermena (slika 35)

Priključek za pasove se uporablja za povezavo ramenskih pasov otroškega avtosedeža (pritrditev push-in). To preprečuje, da bi se pasovi zvijali in drsali. Pasovi se tesno prilegajo uporabniku in preprečujejo, da bi se uporabnik izmaknil iz pasu.

Podstavek za noge (slika 36)

Z naslonom za noge uporabnik stabilno sedi v rehabilitacijskem avtomobilskem sedežu, saj lahko trdno podpira noge. Preprečeno je zdrsavanje s sedeža na tla vozila. Podstavek za noge je mogoče zložiti navzdol, kar olajša vstopanje in izstopanje iz avtomobila. Podstavek za noge se lahko uporablja za urjenje samostojnega vstopanja in izstopanja iz sedeža.

Če se uporablja vrtljiva plošča, je podnožje pritrjeno v adapterju za podnožje. V tem primeru podnožje vedno zavarujte pred izpadom z vijakom z zvezdico, ki je priložen v navodilih za uporabo. Držalo zanj (kovinski blok z navojem) se nahaja na levi cevi adapterja za podnožje..

Za stabilizacijo podstavka za noge na tleh vozila prilagodite višino podpornih palic tako, da jih zavrtite navznoter ali navzven, da se palice dotikajo tal vozila. Nato podporne palice zaklenite z zvezdicama, da jih ne bi nehote odvihli. To storite tako, da vijake zvezdnih griffjev obrnete čim bolj navzgor in jih trdno zategnete.

Dolžina spodnjega dela nog: Dolžina spodnjega dela nog se prilagodi z nastavitvijo višine podnožja. To storite tako, da sprostite dva zunanja imbus vijaka in ju nato ponovno dovolj zategnete.

Kot stopal: sprostite štiri vijake na desni in levi strani na spodnji strani naslona za noge, da nastavite želeni kot stopal prek vodil. Nato vijake ponovno zategnite.

Opozorilo: Podstavka za noge ni mogoče uporabljati skupaj s podaljškom globine sedeža. Slika 37: Namestitev opore / Slika 38: Pritrditev opore

Slika 39: Vozilo za nastavitve višine

Podaljšek globine sedeža (slika 40)

S podaljšanjem globine sedeža se razširi območje sedeža otroškega avtosedeža. Daljša stegna višjih uporabnikov so bolje podprta za stabilen položaj sedenja.

Pri uporabi vrtljive plošče je podaljšek globine sedeža nameščen v adapterju za podnožje. V tem primeru podaljšek globine sedeža vedno zavarujte pred izpadom z vijakom z zvezdico, ki je priložen v navodilih za uporabo. Nosilec za ta vijak (kovinski blok z navojem) se nahaja na levi cevi adapterja za naslon za noge.

Opomba: Podaljšane globine sedeža ni mogoče uporabljati skupaj z naslonom za noge. Slika 41: Namestitev opore / Slika 42: Pritrditev opore

Trak proti pobegu (slika 43)

Trak proti uhajanju preprečuje, da bi se otrok izvil iz varnostnega pasu avtomobila. Pokrite so nevarne vrzeli med pasom in otrokom, ki bi jih otrok sicer uporabil za zdrs pasu z ramen.

Zaščita avtomobilskega sedeža z naslonjalom (slika 44)

Zaščita za avtomobilski sedež leži pod otroškim avtomobilskim sedežem na sedežu in naslonu vozila. Zaščiti sedež in naslonjalo avtomobilskega sedeža pred poškodbami. V sprednje žepe lahko shranite manjše predmete.

Tehnični podatki**RECARO Monza Nova 2 Rehabilitacija**

Globina sedeža	30 cm
s podaljšanjem globine sedeža	43 cm
Širina sedeža	29 cm
Širina zadnjega sedeža (s klinastim sedežem, v notranjosti)	24 cm (20 cm)
Višina hrbta (sedež)	60 - 77 cm
Višina ramen (vodilo pasu)	33 - 48 cm
Dolžina spodnjega dela nog (od podnožja do vrtljive plošče)	23 - 42 cm
Celotne mere (Š x V x G)	54 x 66 x 42 cm
Teža sedeža	7 kg
Teža uporabnika	15 - 50 kg

Specifikacije materiala

Oblazinjenje: poliester - Trevira CS / 100 % poliester - RECARO Prime

Uporabljeni material za oblazinjenje je "negorljiv", testiran v skladu z DIN EN 1021-1 in DIN EN 1021-2.

Stopnja odpornosti materialov in sklopov proti vžigu je bila preizkušena v skladu s standardi in ugotovljena kot varna.

100% Trevira CS Stoff / RECARO Prime je visokokakovostna tkanina, ki diha in je bila pozitivno testirana glede biokompatibilnosti. (DIN EN ISO 10993-5 in 10993-10 Trevira CS Black).


Čiščenje, vzdrževanje in popravila Čiščenje, pfleeding

Čiščenje, navodila za nego in razkuževanje v vsakdanjem življenju


Blazina

Blazine je mogoče zlahka odstraniti z nekaj gibi in jih je mogoče prati ločeno. Sestavljene so iz prevleke za stoff in po potrebi vložke iz penaste stoff. Preverite, ali ima blazina zadrgo ali velcro zaponko. Če je tako, pred pranjem blazino odprite in po potrebi odstranite vložek iz pene. Upoštevajte tudi naslednja navodila za nego.

RECARO Prime:



Trevira CS:



Poudarjamo, da lahko tudi visokokakovostni Stoffe zbledi zaradi dolgotrajne in intenzivne izpostavljenosti sončni svetlobi ali pogostega pranja.

Velcro zapirala

Da bi ohranili funkcionalnost zaponk Velcro, trakove Velcro občasno očistite s krtačko. Med pranjem trakove z velcro vedno zaprite ali pokrijte.

Plastični deli

Plastične dele na izdelku lahko očistite in razkužite s komercialno dostopnimi mili (nevtralno milo).

Kovinski deli

Kovinske dele na izdelku lahko očistite in razkužite s komercialno dostopnimi mili (nevtralno milo).

Dezinfekcija

Pred razkuževanjem očistite oblazinjenje, plastične in kovinske dele.

Vse plastične in kovinske dele izdelka obrišite z vlažnim razkužilom. Uporabljajte samo sredstva na vodni osnovi. Pri razkuževanju upoštevajte navodila za uporabo ustreznega proizvajalca.

Vzdrževanje in pregled s strani specializirane stroke

Priprava

Izdelku morajo biti priložena navodila za uporabo. Če jih ni, jih zahtevajte od proizvajalca. Seznanite se s funkcijami izdelka. Če izdelka ne poznate, pred preskušanjem preberite navodila za uporabo. Pred začetkom preskusa izdelek očistite. Upoštevajte navodila za uporabo in navodila za testiranje, specifična za izdelek, ki so navedena v navodilih za uporabo. Če imate dodatna vprašanja, se obrnite na usposobljenega strokovnega svetovalca ali neposredno na družbo Thomashilfen.

Servis in popravila izdelka lahko opravlja le usposobljeno osebje. Uporabnik tega izdelka mora poskrbeti, da se predpisani pregledi / vzdrževanje izvajajo redno in pravočasno. Če se pojavijo očitne poškodbe, mora uporabnik o tem aktivno obvestiti usposobljeno osebje, ki mora poškodbe nemudoma odpraviti.

Načrt vzdrževanja - letni pregled

	Območje	Funkcija	Škoda	Zamenjava
1	Plastično ohišje	👁	👁	
2	Možnosti prilagajanja	👁	👁	
3	Blazina		👁	
4	Pasovi	👁	👁	
5	Plastični deli	👁	👁	
6	Vijaki in matice	👁	👁	
7	Kazalniki		👁	
Dodatki				
8	Blazina		👁	
9	Pasovi	👁	👁	
10	Možnosti prilagajanja	👁	👁	
11	Plastični deli	👁	👁	
12	Kovinski deli	👁	👁	
13	Vijaki in matice	👁	👁	
izvaja:			am:	
👁 = Inšpekcijski pregled 🔄 = Ponovna uporaba ✓ = Opravljen izpit				

Rezervni deli

Za popravila se lahko uporabljajo samo originalni rezervni deli. Seznam rezervnih delov najdete na spletni strani www.thomashilfen.de. Za pridobitev ustreznih rezervnih delov ali za morebitne tehnične odpoklice vedno zahtevamo serijsko številko / UDI-PI in natančen UDI-DI.

Demontažo/montažo rezervnih delov lahko izvaja le usposobljeno osebje! V primeru potrebnega vračila poskrbite, da je izdelek varno zapakiran za prevoz.

Shranjevanje

Kadar izdelka ne uporabljate, ga shranite na varnem mestu. Med skladiščenjem na izdelek ne postavljajte ali polagajte težkih predmetov. Izdelek zaščitite pred vremenskimi vplivi, kot so dež, močna sončna svetloba in mraz. Če je izdelek moker, kovinske in plastične dele obrišite do suhega in pred shranjevanjem izdelka posušite blazinice.

Odstranjevanje

Če izdelek zaradi svojega stanja ni več uporaben ali se je njegova življenjska doba iztekla, ga lahko recikirate pri lokalno pristojnem podjetju za odstranjevanje odpadkov. Upoštevajte lokalne predpise o recikliranju in odstranjevanju odpadkov.

EU- Izjava o skladnosti

Na lastno odgovornost izjavljamo, da so ta izdelek, vse različice in dodatki skladni z osnovnimi predpisi. Aktualno izjavo EU o skladnosti lahko prenesete s spleta na naslovu www.thomashilfen.de ali jo zahtevate neposredno od nas.

Garancija

Thomashilfen vam nudi dveletno zakonsko garancijo za ta izdelek. Obdobje začne teči ob predaji blaga. Garancija zajema vse reklamacije, ki vplivajo na delovanje. Izključene so poškodbe zaradi nepravilne uporabe (npr. preobremenitve) ter naravne obrabe.

Življenjska doba

Ob pravilnem in rednem vzdrževanju po navodilih proizvajalca je življenjska doba izdelka do 6 let. Če je izdelek v varnem in tehnično brezhibnem stanju, se lahko uporablja tudi po tem obdobju.

Teoretična življenjska doba ni zagotovljena življenjska doba. Odvisna je od intenzivnosti uporabe in je vedno odvisna od posameznega primera, ki ga preveri strokovna stroka.

Obdobje uporabe se konča pred določenim obdobjem, ko uporabnik doseže največjo telesno težo ali višino za varno uporabo izdelka.

Življenjska doba se ne nanaša na obrabljive dele, kot so oblazinjenje, prevleke itd.

Doživljenjska doba

Življenjska doba izdelka je 8 let, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v življenjski dobi. Življenjska doba je sestavljena iz uporabne dobe in časa skladiščenja.

Ponovna uporaba

Izdelek ni primeren za ponovno uporabo. Funkcionalne ustreznosti otroških avtosedežev v primeru teoretične zamenjave uporabnika ni mogoče zanesljivo določiti. Na izdelku so lahko nevidne poškodbe, ki onemogočajo nadaljnjo varno uporabo. Proizvajalec zato izključuje prodajo in nakup rabljenih otroških avtosedežev.









Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG
Walkmühlenstraße 1 · 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0) 4761 8860 · Fax: +49 (0) 4761 886-19
E-Mail: info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.de